

2024年9月吉日

お客様各位

コンバテック ジャパン株式会社

## 消化管下部開放型ストーマ袋改良のお知らせ

(エスティーム™シリーズ、ナチュラ™プラスシリーズ、エスティームシナジー®シリーズのインビジクローズ®ドレインパウチ)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素はコンバテック製品に対し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、消化管下部開放型ストーマ袋（エスティーム™シリーズ、ナチュラ™プラスシリーズ、エスティームシナジー®シリーズのインビジクローズ®ドレインパウチ）において、より安心に、より快適にお使いいただけるように、ストーマ袋の製造方法と排出口（捨て口）を改良いたします。より排泄物が透けにくく、毛羽立ちにくいストーマ袋、また漏れにくい排出口を目指した改良となっております。詳しくは別紙をご確認ください。

製品取り扱い方法は従来と変わらず、製品番号や品名等も現行品と変更ございませんので、どうぞご安心ください。

改良品への移行は、現行品が無くなり次第、随時行われることとなります。また輸入の関係上、改良前と改良後の製品が混在する場合がございます。

本件についてご不明点、ご質問等ございましたら、担当営業または弊社お客様相談窓口までお問い合わせください。

これからもオストメイトの皆様へ安心と快適をお届けできるように努めてまいります。今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

コンバテック ジャパン株式会社 お客様相談窓口：0120-532384

記

### ■ご案内

- 改良後に切り替わった製品においては、化粧箱に水色のシールを貼付しております。
- 改良後に切り替わった製品の情報は、順次下記のページよりご確認ください。

<https://www.convatec.com/ja-jp/ostomy-care/blog/invisiclose-switch-update/>

- 改良品サンプルご用命の際は、弊社お客様相談窓口もしくは、販売店へご用命くださいますよう、お願い申し上げます。

別紙へ続く



convatec  
— よりそい、つなぐ —

コンバテック ジャパン株式会社  
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-7

お客様相談窓口

☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

別紙

■改良内容

ストーマ袋の製造方法の変更：排泄物が透けにくく、毛羽立ちにくいストーマ袋へ改良



排出口（捨て口）の変更：漏れにくい排出口を目指した改良



※裏面のプレート面に穏やかな曲線切り込み部分が追加され、一度折り曲げていただくと排出口がより開きやすくなります。

※排出口の両サイド部分の圧着がより幅広くしっかり圧着されました。

次へ続く

**■該当製品** 61 品目

| 注文番号   | 商品名  | サイズ       | 包装単位   | 標準価格<br>(円/非課税) | JAN コード       |
|--------|--|-----------|--------|-----------------|---------------|
| 416738 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 19mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092383 |
| 416740 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 22mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092406 |
| 416742 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 25mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092420 |
| 416744 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 28mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092444 |
| 416746 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 32mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092468 |
| 416748 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 35mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092482 |
| 416750 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 透明               | 38mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092505 |
| 416739 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 19mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092390 |
| 416741 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 22mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092413 |
| 416743 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 25mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092437 |
| 416745 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 28mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092451 |
| 416747 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 32mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092475 |
| 416749 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 35mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092499 |
| 416751 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ CVX 肌色               | 38mm      | 10 枚/箱 | 10,070          | 4987715092512 |
| 416718 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付 カスタムカット | 20mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092185 |
| 416719 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付 カスタムカット | 20mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092192 |
| 416724 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付 プレカット   | 25mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092246 |
| 416728 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付 プレカット   | 30mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092284 |
| 416732 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付 プレカット   | 35mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092321 |
| 416736 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付 プレカット   | 40mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092369 |
| 416725 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付 プレカット   | 25mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092253 |
| 416729 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付 プレカット   | 30mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092291 |
| 416733 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付 プレカット   | 35mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092338 |
| 416737 | エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付 プレカット   | 40mm      | 10 枚/箱 | 4,190           | 4987715092376 |
| 413515 | エスティーム モルダブル M 透明 フィルター付                     | 20mm-30mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091867 |
| 413516 | エスティーム モルダブル L 透明 フィルター付                     | 30mm-40mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091874 |
| 413517 | エスティーム モルダブル XL 透明 フィルター付                    | 40mm-50mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091881 |
| 413521 | エスティーム モルダブル M 肌色 フィルター付                     | 20mm-30mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091928 |
| 413522 | エスティーム モルダブル L 肌色 フィルター付                     | 30mm-40mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091935 |
| 413523 | エスティーム モルダブルX L 肌色 フィルター付                    | 40mm-50mm | 10 枚/箱 | 5,830           | 4987715091942 |
| 413518 | エスティーム モルダブル M 透明                            | 20mm-30mm | 10 枚/箱 | 5,730           | 4987715091898 |
| 413519 | エスティーム モルダブル L 透明                            | 30mm-40mm | 10 枚/箱 | 5,730           | 4987715091904 |
| 416976 | エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 カスタムカット      | 19-64mm   | 10 枚/箱 | 6,090           | 4987715094561 |
| 416975 | エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 カスタムカット      | 19-64mm   | 10 枚/箱 | 6,090           | 4987715094547 |



|        |  |      |       |       |               |
|--------|--|------|-------|-------|---------------|
| 421020 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 2.5mm プレカット フィルター付き | 25mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095209 |
| 421021 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 2.8mm プレカット フィルター付き | 28mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095216 |
| 421022 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 3.2mm プレカット フィルター付き | 32mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095223 |
| 421023 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 3.5mm プレカット フィルター付き | 35mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095230 |
| 421024 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>透明 3.8mm プレカット フィルター付き | 38mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095247 |
| 421025 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 2.5mm プレカット フィルター付き | 25mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095254 |
| 421026 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 2.8mm プレカット フィルター付き | 28mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095261 |
| 421027 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 3.2mm プレカット フィルター付き | 32mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095278 |
| 421028 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 3.5mm プレカット フィルター付き | 35mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095285 |
| 421029 | エステームインビジクローズドレインパウチ 中長期<br>肌色 3.8mm プレカット フィルター付き | 38mm | 10枚/箱 | 6,090 | 4987715095292 |
| 416414 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明 フィルター付                 | 38mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092871 |
| 416416 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明 フィルター付                 | 45mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092895 |
| 416419 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明フィルター付                  | 57mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092925 |
| 416422 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明フィルター付                  | 70mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092956 |
| 416415 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 肌色フィルター付                  | 38mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092888 |
| 416417 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 肌色フィルター付                  | 45mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092901 |
| 416420 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 肌色フィルター付                  | 57mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092932 |
| 416423 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 肌色フィルター付                  | 70mm | 10枚/箱 | 3,720 | 4987715092963 |
| 416418 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明                        | 45mm | 10枚/箱 | 3,220 | 4987715092918 |
| 416421 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明                        | 57mm | 10枚/箱 | 3,220 | 4987715092949 |
| 416424 | ナチュラルプラス インビジクローズドレインパウチ 透明                        | 70mm | 10枚/箱 | 3,220 | 4987715092970 |
| 416795 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付           | 35mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093663 |
| 416798 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付           | 48mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093694 |
| 416901 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>透明 フィルター付           | 61mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093724 |
| 416796 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付           | 35mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093670 |
| 416799 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付           | 48mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093700 |
| 416902 | エステーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ<br>肌色 フィルター付           | 61mm | 10枚/箱 | 3,620 | 4987715093731 |

以上

