



CATÁLOGO DE PRODUTOS DE CUIDADOS À PESSOA COM OSTOMIA

Forever Caring

Na Convatec, a nossa promessa é cuidar sempre!

Entendemos que, independentemente do desafio de saúde que as pessoas enfrentam, todos estão numa jornada - e cada jornada é diferente.

**Forever Caring é dar o apoio que as pessoas com ostomia e os profissionais de saúde necessitam.
É concretizar a nossa missão de sermos pioneiros em soluções médicas de confiança para melhorar as vidas daqueles que tocamos.**



HIDROCOLÓIDES CONVATEC

STOMAHESIVE® E DURAHESIVE®

Desenvolvido para prevenir a irritação cutânea.

Desenvolvemos uma linha avançada de Hidrocolóides que revolucionou os cuidados à ostomia. Temos experiência em ajudar a manter a pele periestoma saudável.



Proporciona um máximo controlo antifugas.

Os nossos hidrocolóides foram desenvolvidos com o objetivo de manter a pele periestoma saudável, proporcionando uma selagem eficaz e duradoura no tempo.

Stomahesive® e Durahesive® ajudam a manter a pele saudável e proporcionam segurança e conforto.



Stomahesive®

está desenhado para remoções frequentes.



Durahesive®

está desenhado para um uso prolongado. É um hidrocolóide que incha quando em contacto com os efluentes para uma selagem mais segura em redor do estoma. Esta tecnologia está presente nas placas convexas e com tecnologia moldável.

SISTEMA 1 PEÇA

ESTEEM™+

Tecnologias únicas da Convatec - facilitam a vida de quem vive com uma ostomia.

A gama Esteem™+ junta o protetor cutâneo e o saco num único dispositivo. Concebida para ser simples e confortável, é necessário apenas um único passo para a sua aplicação e a sua remoção, proporcionando um recomeço a cada mudança de dispositivo.



Encerramento INVISICLOSE®

Proporciona segurança sem precisar de clips adicionais.



LOCK-IT POCKET™

Dobre o bolso sobre o fecho de segurança para o esconder, proporcionando assim a sensação de conforto de um saco fechado, mantendo a flexibilidade de um saco aberto.

Um toque de óleo mineral

O design da gama Esteem™+ apresenta um conjunto de benefícios que proporcionam segurança, confiança e liberdade no dia a dia. Um dos principais benefícios é o nosso protetor cutâneo com a Tecnologia Stomahesive® modificada com um toque de óleo mineral.

TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS

Saco ESTEEM™+

Fechado

Stomahesive®
modificado
Filtro (inclui
autocolantes)

PRÉ CORTADOS



MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
25	Standard	Opaco	416704	6210476	30
30	Standard	Opaco	416707	6210484	30
35	Standard	Opaco	416710	6210492	30
40	Standard	Opaco	416713	6211300	30
50	Standard	Opaco	416715	6211318	30

RECORTÁVEIS

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
20/70	Standard	Transp.	416700	6210500	30
20/70	Standard	Opaco	416701	6210518	30
20/70	Pequeno	C/janela	421816	7017962	30
20/70	Standard	C/janela	421686	6398511	30

STOMA CAP

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
19/50	Stoma Cap	Opaco	175611	6685388	30

Saco ESTEEM™+

Aberto

Encerramento Invisiclose®

Stomahesive®
modificado Filtro
(Inclui autocolantes)

RECORTÁVEIS



Novas
caixas de
30

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
20/70	Standard	Transp.	416718	6213090	10
20/70	Standard	Opaco	416719	6213108	10
20/70	Standard	C/janela	423386	7133108	30

SISTEMA 2 PEÇAS NATURA®+

As pessoas que vivem com um estoma podem confiar neste encaixe.

A marca Natura apresenta uma gama extensa de placas protetoras e sacos que se encaixam entre si através de um anel de encaixe.

- Segurança contra fugas e acidentes.
- Click audível que assegura que o saco encaixou correctamente na placa protectora.



**Disponíveis sacos com encerramento
INVISICLOSE® e LOCK-IT POCKET™**



**Disponíveis diferentes soluções para
urostomia**



TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS



Saco Natura®+
Fechado

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
32	Standard	Opaco	416400	6990010	30
38	Standard	Opaco	416403	6990028	30
45	Standard	Opaco	416406	6990036	30
57	Standard	Opaco	416409	6990044	30
70	Standard	Opaco	416412	6990051	30
45	Standard	Transp	421803	7017442	30
57	Standard	Transp	421804	7017459	30
70	Standard	Transp	421805	7017467	30



Saco Natura®+

Drenável |
Invisiclose™
Lock-it Pocket™

Nota: tamanho
pediátrico com clip

Novas
caixas de
30

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
32	Pediátrico	Opaco	401927	7133629	10
38	Pequeno	Opaco	125916	7133389	10
45	Pequeno	Opaco	125917	7133371	10
38	Standard	Opaco	416415	6989970	10
45	Standard	Opaco	423382	7133165	30
57	Standard	Opaco	423383	7133157	30
70	Standard	Opaco	423381	7133140	30
45	Standard	Transp.	423380	7133132	30
57	Standard	Transp.	423384	7133124	30
70	Standard	Transp.	423385	7133116	30
100	Standard	Transp.	416472	6989962	10

TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS



Saco Natura®+

Urostomia | Soft tap
Conector Drenagem
Nocturna (2/caixa)
Válvula Anti Refluxo



MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
32	Standard	Transp	413435	6992594	10
38	Standard	Transp	413436	6992602	10
45	Standard	Transp	420457	7132688	30
57	Standard	Transp	420460	7132670	30
70	Standard	Transp	420462	7132662	30



Saco Natura®+

Urostomia | Accuseal
Conector Drenagem
Nocturna (2/caixa)
Válvula Anti Refluxo

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
32	Standard	Transp	401542	7133793	10
38	Standard	Transp	401543	7133785	10
45	Standard	Transp	401544	7133777	10
57	Standard	Transp	401545	7133769	10



Saco Natura®+

Urostomia | Foldup Tap
Conector Drenagem
Nocturna (2/caixa)
Válvula Anti Refluxo

MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
32	Pediátrico	Transp	401929	7133736	10
38	Pequeno	Transp	401539	7133751	10
45	Pequeno	Transp	401540	7133744	10
32	Standard	Transp	401533	7015289	10
38	Standard	Transp	401534	6399642	10
45	Standard	Transp	401535	6310854	10
57	Standard	Transp	401536	7133819	10
70	Standard	Transp	401537	7133801	10



Sistema Natura® Accordion™


Conheça o sistema de aro flutuante

O encaixe na placa é mais fácil


- Fornece 2x mais espaço para os dedos do que produtos semelhantes.¹
- Adapta-se ao movimento do corpo e permanece discreto.
- Previne pressão desnecessária ou trauma em pacientes em período pós-operatório.

Natura® Accordion™ disponível em:

- Plana Recortável
- Plana Moldável
- Convexa Recortável



Perfil discreto na posição "para baixo" para que não seja visível debaixo da roupa.



Levante o anel flutuante para encaixar facilmente o saco sem exercer pressão no abdômen.



Tecnologia Moldável™

Conheça melhor a Tecnologia Moldável™ da Convatec

A única coisa que se recorta é a preocupação.

Molda-se ao estoma para um ajuste perfeito em todos os momentos.


Ideal para pessoas:

- Com estomas regulares, ovais ou irregulares.
- Com problemas de destreza e/ou com dificuldades em recortar a placa.

A Tecnologia Moldável™ da Convatec mantém uma pele periestoma saudável.

95% de novos utilizadores mantiveram uma pele saudável.¹

ENROLAR PARA FORA



APLICAR A PLACA



MEMÓRIA DE RECUPERAÇÃO



LEAK-LOCK™ SISTEMA ANTIFUGAS



TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS

Placa Plana Flexível

RECORTÁVEL

Adesivo Hidrocolóide



Novas
caixas de
10

MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
32	Pediátrico	401925	7133611	5
32	13-19 mm	410293	7133058	10
38	13-25 mm	410294	7133041	10
45	13-32 mm	410295	7133033	10
57	13-45 mm	410296	7133025	10
70	13-57 mm	410297	7133017	10

Placa Stomahesive®

RECORTÁVEL

Adesivo Hidrocolóide



Novas
caixas de
10

MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
32	13-19 mm	401980	6990184	5
38	13-25 mm	401574	7133009	10
45	13-32 mm	401575	7132993	10
57	13-45 mm	401576	7132985	10
70	13-57 mm	401577	7132977	10
100	13-88 mm	401906	6990176	5

Placa Plana Moldável™

Adesivo Hidrocolóide



Novas
caixas de
10

MEDIDA	DIAMETRO DO ESTOMA/ARO	REF	CNP	CX UNID
45	13-22/45 mm	411801	7132969	10
45	22-33/45 mm	411803	7132951	10
57	33-45/57 mm	411805	7132944	10
70	45-56/70 mm	411807	7132936	10

Placa Convexa Moldável™

Adesivo Acrílico



Novas
caixas de
10

MEDIDA	DIAMETRO DO ESTOMA/ARO	REF	CNP	CX UNID
45	13-22/45 mm	404592	7132860	10
45	22-33/45 mm	404593	7132852	10
57	33-45/57 mm	404594	7132845	10

TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS

Placa Convexa

PRÉ CORTADA
Adesivo Acrílico



Novas
caixas de
10

MEDIDA	PRÉ CORTADA	REF	CNP	CX UNID
45	19	413179	7132928	10
45	22	413180	7132910	10
45	25	413181	7132902	10
45	28	413182	7132894	10
45	32	413183	7132886	10
45	35	413184	7132878	10
57	38	413185	7133413	10

Placa Accordion™ Plana

RECORTÁVEL
Adesivo Acrílico



Novas
caixas de
10

MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
45	13-21mm	421456	7132746	10
57	13-33mm	421460	7132738	10
70	13-45 mm	421464	7132720	10

Placa Accordion™ Convexa

RECORTÁVEL
Adesivo Hidrocolóide



MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
45	22/45mm	421633	6505974	5
57	35/57mm	421635	6505982	5
70	48/70mm	421637	6505990	5

Placa Accordion™ Moldável™

Adesivo Hidrocolóide



Novas
caixas de
10


MEDIDA	DIAMETRO DO ESTOMA/ARO	REF	CNP	CX UNID
57	13-22/57 mm	421033	7132712	10
57	22-33/57 mm	421034	7132704	10
70	33-45/70 mm	421035	7132696	10

SISTEMA 2 PEÇAS

ESTEEM SYNERGY®+

Flexível e cómodo, é perfeito para mudanças frequentes e ideal para pessoas ativas. Tem um perfil fino, que se move com o corpo, pelo que é confortável e discreto. A gama Esteem Synergy®+ apresenta placas e sacos que se ligam entre si através de Tecnologia de Fixação Adesiva™

Este sistema incorpora um suave e flexível anel de espuma adesivo, que se destina a fixar o saco na placa, numa zona de fixação específica, composta por um filme transparente flexível



Benefícios

- Aplicação e remoção com baixa pressão abdominal
- Design discreto e super fino
- Flexível e confortável

**Disponível com encerramento
INVISICLOSE® e LOCK-IT
POCKET™**

TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS

Saco Esteem Synergy®+ Fechado



MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
35	Pequeno	Opaco	416777	6210393	30
48	Pequeno	Opaco	416781	6210401	30
35	Standard	Opaco	416775	6210419	30
48	Standard	Opaco	416779	6210427	30
61	Standard	Opaco	416783	6210435	30
35	Standard	Transp	416774	6210443	30
48	Standard	Transp	416778	6210450	30
61	Standard	Transp	416782	6210468	30

Saco Esteem Synergy®+ Drenável | Invisiclose™ Lock-it Pocket™



MEDIDA	TAMANHO SACO	TIPO SACO	REF	CNP	CX UNID
35	Standard	Opaco	416796	6213132	10
48	Standard	Opaco	416799	6213157	10
61	Standard	Opaco	416902	6213173	10
48	Standard	Transp	416798	6213140	10
61	Standard	Transp	416901	6213165	10

TABELA DE CÓDIGOS DISPONÍVEIS

Placa Plana Flexível

RECORTÁVEL

Adesivo Acrílico



MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
35	13-35mm	409265	7919159	5
48	13-48mm	409266	7919167	5
61	13-61mm	409267	7919175	5

Placa Plana Stomahesive®

RECORTÁVEL



MEDIDA	ÁREA DE RECORTE	REF	CNP	CX UNID
35	13-35mm	405484	7919183	5
48	13-48mm	405485	7919191	5
61	13-61mm	405486	7919209	5

Placa Moldável™ Convexa

Adesivo Acrílico



MEDIDA	DIÂMETRO DO ESTOMA	REF	CNP	CX UNID
35	13-22mm	409271	6118919	5
48	22-33mm	409272	6118927	5
61	33-45mm	409273	6118935	5

Placa Moldável™

Adesivo Hidrocolóide



MEDIDA	DIÂMETRO DO ESTOMA/ARO	REF	CNP	CX UNID
48	13-22/48 mm	411657	6185926	10
48	22-33/48 mm	411658	6185934	10
61	33-45/61 mm	411659	6185942	10

Acessórios

Usufrua de um cuidado extra

ESENTA™

BARREIRA CUTÂNEA

À base de silicone. Protege a pele até 72 horas.^{1,2}

REMOVEDOR DE ADESIVO DE SILICONE

Rápida e fácil remoção de adesivos, sem agressão à pele.

DESCRIÇÃO	REF	CNP	CX UNID
ESENTA™ Barreira cutânea não irritante - Spray 50ml	423288	7019935	1
ESENTA™ Barreira cutânea não irritante - Toalhetes	423282	7019927	30
ESENTA™ Removedor de adesivo não irritante - Spray 50ml	423289	7019950	1
ESENTA™ Removedor de adesivo não irritante - Toalhetes	423281	7019943	30



TIRAS ESENTA™

Não contém látex

As tiras adesivas ESENTA™ aplicam-se na placa e na pele para proporcionar maior segurança, e maior tranquilidade para a pessoa com ostomia.

DESCRIÇÃO	REF	CNP	CX UNID
ESENTA™ Tiras retas hidrocoloides 3x11cm	423824	7132324	60
ESENTA™ XL Tiras semicirculares hidrocoloides	423827	7132332	20

DIAMONDS™

Dupla segurança

Saquetas gelificantes de fezes com sistema de controlo de odores ActiveOne™ que ajudam a prevenir as possíveis fugas.



DESCRIÇÃO	REF	CNP	CX UNID
Diamonds Saquetas de Gelificante Super-Absorvente	TR105	6299131	100

STOMAHESIVE®

Seal e Pasta

O anel ajusta-se eficazmente, gelifica em contacto com a humidade e pode ser usado para criar convexidade. Sem álcool.

A pasta é utilizada para preencher irregularidades e pregas cutâneas, melhorando a adesividade e reduzindo o risco de fugas.

DESCRIÇÃO	REF	CNP	CX UNID
Stomahesive® Pasta (60g)	183910	6640813	1
Stomahesive® Seal - Anel Moldável de Proteção Cutânea - Fino 48mm	413504	6412601	10
Stomahesive® Seal - Anel Moldável de Proteção Cutânea - 98mm	413505	6412619	10



Referência:

1- Leblanc, Kimberly & Whiteley, Ian & McNichol, Laurie & Salvadadena, Ginger & Gray, Mikel. (2019). Peristomal Medical Adhesive-Related Skin Injury: Results of an International Consensus Meeting. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 46. 125-136. 10.1097/WON.0000000000000513. 2- Voegeli D, LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing. 2008; Vol. 17: No. 7



O programa me+ oferece ferramentas para apoiar as pessoas com ostomia a terem uma vida mais fácil e satisfatória. Também oferece conselhos práticos sobre nutrição e exercício físico, viagens e/ou intimidade.

Para mais informação visite www.convatec.pt ou contacte o Serviço de Apoio à pessoa com ostomia. Contacte-nos através do número 800 201 678