

KATALÓG PRODUKTOV

**Skupina F - zdravotnícke
pomôcky pre ľudí so stómiou
od spoločnosti Convatec**

2023

Sme tu, aby sme sa
zlepšovali

Kvalita života ľudí so stómiou

Convatec je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyvíja nové technologické riešenia a medicínske produkty. V starostlivosti o stómiu zaujíma popredné miesto. Naše produkty na starostlivosť o stómiu, program me+ na podporu ľudí so stómiou a spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi, to všetko pomáha našim stomikom vrátiť sa k činnostiam pred operáciou, pri ktorej im bola vyvedená stómia.



Stručný prehľad produktov

V našom portfóliu nájdete

NATURA™ a NATURA™+
DVOJDIELNY STOMICKÝ
SYSTÉM



ESTEEM™+
JEDNODIELNY STOMICKÝ
SYSTÉM



PRÍSLUŠENSTVO



Obsah

| | |
|--|----|
| MISIA CONVATEC | 2 |
| STRUČNÝ PREHĽAD PRODUKTOV | 4 |
| ● Sprievodca hydrokoloidnými materiálmi Convatec | 9 |
| ● Tvarovateľná technológia™ Convatec | 10 |
| DVOJDIELNY STOMICKÝ SYSTÉM | 14 |
| ● Natura™ podložky | 16 |
| ● NATURA™ a NATURA™+ vrecká | 24 |
| JEDNODIELNY STOMICKÝ SYSTÉM | 32 |
| ● Esteem™+ | 33 |
| ● Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou™ | 40 |
| ● Esteem™+ Flex Convex | 45 |
| ● Jednodielny konvexný stomický systém Soft Convex | 51 |
| ● Jednodielne konvexné stomické uzavreté vrecko Soft Convex Colomate | 52 |
| ● Jednodielne konvexné stomické výpustné vrecko Soft convex Ileomate | 52 |
| ● Jednodielne konvexné urostomické vrecko Soft Convex Uromate | 53 |
| ● Stomadress™ Plus jednodielny stomický systém | 55 |
| DETSKÉ STOMICKÉ POMÔCKY | 56 |
| PRÍSLUŠENSTVO NA STAROSTLIVOSŤ O STÓMIU | 58 |

Služby spoločnosti Convatec

Sme s vami počas celej vašej životnej cesty so stómiou

Convatec štartovacia taštička

Naša pomoc sa začína štartovacou taštičkou, ktorá bola vyrobená na základe vašich potrieb. Táto taštička obsahuje edukačné materiály, vzorky pomôcok a všetko, čo je potrebné vedieť na začiatok.

Convatec štartovacia taška

Pacient pri prepustení z ústavnej do domácej starostlivosti dostane so sebou prvú kompletnú výbavu stomických pomôcok do veľkej tašky (výpustné stomické a urostomické vrecká) alebo do malej tašky (uzavreté vrecká).




Bezplatná linka zákazníckeho centra Convatec

Potrebuje rýchlu pomoc a radu v oblasti sortimentu pomôcok, ich použitia a dostupnosti alebo informácie z oblasti ošetrovania stómii? Obráťte sa na pracovníku bezplatnej linky zákazníckeho centra Convatec 0800 800 111. Pracovníčka bezplatnej linky vám poskytne potrebné informácie, uvedie limity na počty pomôcok, kódy výrobkov, nasmeruje vás k sestre v blízkosti vášho bydliska. V prípade zložitejších otázok konzultujeme naše odpovede s odborníkmi.

me+ poradňa

Poradňa pre každého, kto sa potrebuje individuálne poradiť o stomických pomôckach, o ich použití, dostupnosti a opýtať sa na všetko z oblasti starostlivosti o stómiu v súvislosti s pomôckami.

Convatec na internete - www.convatec.sk

Aktuálne informácie o organizovaných akciách pre stomikov, prehľad sortimentu stomických pomôcok a produktov na vlhké hojenie rán Convatec, ukážky z časopisu Radim, informácie o priebehu dlhodobých programov uskutočňovaných spoločnosťou Convatec a ešte viac sa dozviete na internetovej adrese www.convatec.sk a na sociálnych sieťach  Facebook,  Instagram a  YouTube.

Časopis Radim

Poslite nám vyplnenú prihlášku do programu me+ a budeme vám zadarmo posilať na vašu adresu diskretné zabalený časopis Radim. V časopise nájdete cenné rady z oblasti ošetrovania stómii, informácie o pomôckach a ďalšie novinky a zaujímavosti zo života stomikov.



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo



POMOC A PODPORA
ZAVOLAJTE ALEBO KLIKNITE



Počas vášho života so stómiou vám ponúkame program **me+™**.
Poskytneme vám produkty, starostlivosť a podporu presne pre vás.



starostlivosť



odpovede



poradňa



podpora



spoločenstvo



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Pondelok - Piatok od 8.00 do 16.30 h

(v prípade neprítomnosti sa vám ozve záznamník)

Viac informácií získate aj na našej webstránke

www.convatec.sk

alebo v prípade otázok nás môžete kontaktovať
e-mailom na **stomalinka@convatec.com**,

alebo nás navštíviť v kancelárii na adrese:
Zákaznícke centrum Convatec Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra

Bezplatná linka: 0800 800 111



@convatecslovensko

Convatec na sociálnych médiách:



@convatecslovensko



stomalinka@convatec.com



Bezplatná linka zákazníckeho centra 0800 800 111



Objednanie
stomických
pomôcok



Individuálny
výber stomických
pomôcok



Poradenstvo
a podpora
od špecialistov

Služby spoločnosti Convatec

Volajte

0800 800 111

Píšte

stomalinka@convatec.com



Na bezplatnej linke
vám kvalifikovaná
špecialistka poskytne
potrebné informácie
a rady.



Zavolať nám tiež môžete,
ak máte podráždenú
kožu okolo stómie,
prípadne alergiu či vyrážku.

S výberom vhodnej stomickéj
pomôcky vám pomôžeme
aj telefonicky.



Vašu objednávku
vybavíme bez toho, aby
ste museli opustiť domov.
Baliček so stomickými
produktmi vám doručíme
až k dverám.



0800 800 111



Sprievodca

hydrokoloidnými materiálmi Convatec

Stomahesive™

Materiál Stomahesive™ nespôsobuje podráždenie, ktoré vzniká častým odstraňovaním adhezívnej časti stomickéj pomôcky. Pridaním minerálneho oleja do materiálu Stomahesive™ je adhezívum flexibilnejšie a ľahšie sa odstraňuje.

Durahesive™

Materiál Durahesive™ pri kontakte s črevným obsahom alebo močom napučí a vytvorí ochranný golier okolo stómie. Vďaka tomuto špeciálnemu efektu hydrokoloidný materiál dobre tesní, zabraňuje poškodeniu pokožky a umožňuje dlhšie nosenie stomickéj pomôcky.

Esteem™ + Flex Convex

Hydrokoloidné adhezíva v systémoch Esteem™+ Flex a Convex sa vyznačujú vysokou počiatočnou príľnavosťou, vďaka ktorej podložka stomickéj pomôcky okamžite príľne na kožu v okolí stómie. Okraje podložky s adhezívnou hmotou sú tenké a pružné, čo zabezpečuje väčší komfort.

Jednodielný konvexný systém Soft Convex* (Colomate, Ileomate, Uromate)

Adhezívna hmota podložky je mäkká a konvexná. Podložka je ohybná a pri nosení pohodlnejšia. Dobre absorbuje vlhkosť a vďaka svojim vlastnostiam príľne na vlhkú aj suchú pokožku. Je vhodná aj na citlivú alebo podráždenú pokožku. Vrecká sú určené na stómiu na úrovni alebo pod úrovňou pokožky, alebo v prípade, keď rovná podložka podteká. Vrecká majú kontrolné okienko.

* produkty vyrábané spoločnosťou Eurotec



stomalinka@convatec.com




Bezplatná linka zákazníckeho centra 0800 800 111

TVAROVATEĽNÁ TECHNOLOGIA™ CONVATEC

unikátna súčasť pomôcky z elastického materiálu


Tvarovateľná technológia™ Convatec v jednodielnych aj v dvojdielnych systémoch je vyrobená z troch vrstiev.



* Podľa typu podložky môže byť vrstva priliehajúca k pokožke vyrobená z materiálu Stomahesive™ alebo Durahesive®.



Určená je pre pacientov s okrúhlym a oválnym tvarom stómie alebo so stómiou nepravidelného tvaru. Ideálna pre ľudí, ktorým robí problém vystrihnúť presný otvor. Podložky vyrobené tvarovateľnou technológiou™ Convatec sa nestrihajú, stačí ich vytvarovať prstami.



PRISPÔSOBITELNÉ RÔZNYM TVAROM STÓMIE

PRODUKTY

Tvarovateľná technológia™ Convatec je použitá v jednodielnom systéme Esteem™+ a v dvojdielnom systéme pri niektorých podložkách Natura™.



TVAROVATEĽNÁ TECHNOLÓGIA™

Tvarovateľný materiál pevne obopína stómiu, prispôbuje sa jej veľkosti a tvaru, čím zabraňuje podtekaniu.

Určené pre ľudí so stómiou:

- ✓ okrúhleho, oválneho alebo nepravidelného tvaru;
- ✓ ktorým robí problém vystrihnúť presný tvar.

Výsledky štúdie


Viac ako 95 % pacientov, ktorí po operácii s vyvedením stómie používali stomické pomôcky s tvarovateľnou technológiou™, zostala koža v okolí stómie zdravá a nepoškodená.¹

VÝHODY

- ✓ Ideálne pre ľudí s obmedzenými manuálnymi zručnosťami.
- ✓ Nevyžaduje strihanie, iba vytvarovanie prstami.
- ✓ Tvarovateľný materiál sa vďaka pamäťovému efektu v priebehu dňa prispôbí meniacemu sa tvaru stómie.
- ✓ Pri vlhkosti vytvorí tvarovateľný materiál okolo stómie ochranný golier, ktorý zabezpečí dodatočné tesnenie.

Referencie


1. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, CWOCNP; and Karin Hölzel-Piontek, RN; The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study, Ostomy Wound Management 2014;60(12):16-26.



Nevystrihuje sa, a preto veľkosť stómie nie je rozhodujúca.



Technológia tvarovej pamäti umožňuje prispôbiť sa tvaru stómie.






Golier, ktorý sa vytvorí okolo stómie, zabraňuje podtekaniu.

Dvojdielny stomický systém



Dvojdielny stomický systém **Natura™** a **Natura™+** sa skladá z podložky a vrečka, ktoré sa spájajú plochým prírubovým krúžkom. Výhodou je, že podložka zostáva na koži niekoľko dní a denne sa vymieňa len vrečko.

FAREBNÉ OZNAČENIE VEĽKOSTI

| Farba |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Veľkosť prírubového krúžku | 38 mm | 45 mm | 57 mm | 70 mm | 100 mm |



Pri používaní dvojdielného **stomického systému** sa **vždy uistite, že máte podložku a vrečko rovnakej veľkosti.** Pri výbere vám pomôže farebné označenia na obaloch.



Ploché podložky Natura™ s hydrokoloidným okrajom sú šetrné k pokožke a sú dostupné v dvoch typoch: strihateľné a tvarovateľné.

Hydrokoloidné materiály **Stomahesive™** a **Durahesive™** umožňujú správnu ochranu pokožky pred dráždivými účinkami črevného obsahu alebo moču.

Plochý typ stomickej podložky zabezpečuje komfort a diskretnosť - tvarovateľný prírubový krúžok poskytuje odolné a pohodlné spojenie podložky a vrečka.


Konvexný typ stomickej podložky je bezpečný a vhodný pre stómie:

- ploché (v úrovni kože);
- v brušnom záhybe;
- konkávne (vpadnuté, pod úrovňou kože);
- umiestnené na voľných mäkkých častiach brucha;
- náchylné na podráždenie a presakovanie (podtekание).




Natura™ Stomahesive™ plochá tvarovateľná podložka s hydrokoloidným okrajom


- Tvarovateľný materiál sa prispôsobí tvaru a veľkosti stómie, aj keď sa počas dňa mení.
- Dokonale absorbuje vlhkosť. Napučí a vytvorí okolo stómie golier, čím zaistí tesnosť a bezpečnosť.
- Priľnavú (adhezívnu) vrstvu podložky tvorí hydrokoloidný materiál Stomahesive™ ktorý je šetrný k pokožke.
- Tvarovanie prstami, bez použitia nožníc.




| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 411809 | ● | malá | 45/13 - 22 mm | 5 | F86777 |
| 411811 | ● | stredná | 45/22 - 33 mm | 5 | F86778 |
| 411813 | ● | veľká | 57/33 - 45 mm | 5 | F86779 |
| 411815 | ● | extra veľká | 70/45 - 56 mm | 5 | F86780 |




Časť podložky s lepiacou (adhezívnou) vrstvou zahrievajte v dlaniach približne 30 sekúnd.




Prstami zrolujte tvarovateľnú časť podložky a vytvarujte otvor vhodný pre vašu stómiu. Tvarovateľnú časť nenatáhajte ani nestrihajte.




Po vytvarovaní správneho otvoru vo vnútornej časti podložky odlepte priehľadnú ochrannú fóliu, ktorá chráni lepiacu plochu. Takto pripravenú podložku prilepte na kožu okolo stómie a odstráňte ochranný papier z mikropórovej časti podložky, vyhladiť tým prípadné nerovnosti.



Podložku pridržite na mieste minimálne 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že dobre priľne k pokožke.



Pred nasadením vrečka oddeľte jeho steny, aby sa do vnútra dostalo malé množstvo vzduchu. Uistite sa, že vrečko má rovnakú veľkosť otvoru ako podložka.



Vrečko umiestnite tak, aby jeho prírubový krúžok správne priliehal k prírubovému krúžku na podložke, potom krúžky zacvaknite do seba.




Natura™ Stomahesive™ plochá tvarovateľná podložka s harmonikovým krúžkom

- Špeciálny harmonikový krúžok umožňuje jednoduché spojenie vrečka s podložkou, bez tlaku na brušnú stenu.
- Tvarovateľná technológia nevyžaduje použitie nožníc.
- Po pripnutí vrečka k podložke vráťte harmonikový krúžok do pôvodnej polohy, aby spojenie bolo diskrétné, ploché.
- Podložka je určená pre všetkých pacientov, ktorí používajú dvojdielne stomické pomôcky, najmä v pooperačnom období, aby sa minimalizovalo nepohodlie súvisiace s tlakom na brušnú stenu.



Harmonikový prírubový krúžok




Hydrokoloidná mikropórová časť

Trojvrstvový tvarovateľný materiál




| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 421030 | ● | malá | 57/13 - 22 mm | 5 | F93698 |
| 421031 | ● | stredná | 57/22 - 33 mm | 5 | F93699 |
| 421032 | ● | veľká | 70/33 - 45 mm | 5 | F93700 |


— návod na použitie —




Časť podložky s lepiacou vrstvou zahrievajte v dlaniach približne 30 sekúnd.




Prstami zrolujte tvarovateľnú časť podložky a vytvarujte otvor vhodný pre vašu stómiu. Tvarovateľnú časť nenatáhajte ani nestrihajte.




Po vytvarovaní správneho otvoru vo vnútornej časti podložky stiahnite priehľadnú ochrannú fóliu, ktorá chráni lepiacu vrstvu. Takto pripravenú podložku prilepte na kožu okolo stómie a odstráňte ochranný papier z mikropórovej časti podložky, vyhladiť tým prípadné nerovnosti.




Podložku pridržte na mieste minimálne 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že dobre priľne k pokožke.



Pred nasadením vrečka oddel'te jeho steny, aby so do vnútra dostalo malé množstvo vzduchu. Uistite sa, že vrečko má rovnakú veľkosť otvoru ako podložka.



Nadvihnite harmonikový krúžok a pripojte ho ku krúžku na vrečku.



Vrečko umiestnite tak, aby jeho plastový krúžok správne priliehal k prírubovému krúžku na podložke, potom krúžky zacvaknite do seba. Harmonikový krúžok vráťte do pôvodnej polohy.



Natura™ Stomahesive™ podložka želatínová

- Je celá z hydrokoloidného materiálu Stomahesive™.
- Strihateľná.



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 401981 | ● | malá | 38 mm | 5 | F86784 |
| 401982 | ● | stredná | 45 mm | 5 | F86785 |
| 401983 | ● | veľká | 57 mm | 5 | F86786 |
| 401984 | ● | extra veľká | 70 mm | 5 | F86787 |



Natura™ flexibilná podložka s akrylovým okrajom

- Stredná časť podložky je z materiálu Stomahesive™.
- Mikropórová časť je mäkká a pružná, pokrytá trvanlivou akrylovou lepiacou vrstvou.
- Strihateľná.



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 125901 | ● | malá | 38 mm | 5 | F86772 |
| 125902 | ● | stredná | 45 mm | 5 | F86773 |
| 125903 | ● | veľká | 57 mm | 5 | F86774 |
| 125904 | ● | extra veľká | 70 mm | 5 | F86775 |



Natura™ plochá tvarovateľná podložka s harmonikovým krúžkom

- Vyrobené tvarovateľnou technológiou™.
- Materiál Durahesive™ pri kontakte so sekrétom napučí a vytvorí ochranný, dokonale tesniaci golier obopínajúci stómiu.
- Pamäťový efekt - tvarovateľný materiál sa počas dňa prispôsobuje meniacemu tvaru stómie.
- Harmonikový krúžok zabezpečí bezbolestné pripojenie vrečka k podložke.



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 421030 | ● | malá | 57/13 - 22 mm | 5 | F93698 |
| 421031 | ● | stredná | 57/22 - 33 mm | 5 | F93699 |
| 421032 | ● | veľká | 70/33 - 45 mm | 5 | F93700 |



Natura™ plochá tvarovateľná podložka s hydrokoloidným okrajom

- Vyrobená tvarovateľnou technológiou™.
- Materiál Durahesive™ pri kontakte so sekrétom napučí a vytvorí ochranný, dokonale tesniaci golier obopínajúci stómiu.
- Pamäťový efekt - tvarovateľný materiál sa počas dňa prispôsobuje meniacemu tvaru stómie.



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 411809 | ● | malá | 45/13 - 22 mm | 5 | F86777 |
| 411811 | ● | stredná | 45/22 - 33 mm | 5 | F86778 |
| 411813 | ● | veľká | 57/33 - 45 mm | 5 | F86779 |
| 411815 | ● | extra veľká | 70/45 - 56 mm | 5 | F86780 |



Konvexná podložka je bezpečná a vhodná pre stómie:

- ploché (v úrovni kože);
- v brušnom záhybe;
- konkávne (vpadnuté, pod úrovňou kože);
- umiestnené na voľných mäkkých častiach brucha;
- náchylné na podráždenie a presakovanie (podtekание).

Pri použití konvexnej podložky je stómia umiestnená v úrovni kože alebo na dne lievikovitej priehlbiny, čo výrazne sťažuje starostlivosť o ňu a spôsobuje opakované kožné komplikácie. Konvexný tvar podložky však dokonale chráni aj stómiu pod úrovňou kože.

Natura™ Durahesive™ konvexná tvarovateľná podložka s hydrokoloidným okrajom





- Vyrobené tvarovateľnou technológiou™.
- Materiál Durahesive™ pri kontakte so sekrétom napučí a vytvorí ochranný, dokonale tesniaci golier obopínajúci stómiu.
- Pamäťový efekt - tvarovateľný materiál sa počas dňa prispôbuje meniacemu tvaru stómie.
- Konvexný (vypuklý) tvar.
- Vonkajšiu časť podložky tvorí mäkká a pružná vrstva.
- Tvarovateľná, bez použitia nožníc.



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť stómie | veľkosť podložky | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 420233 | ● | malá | 45/13 - 22 mm | 5 | F86781 |
| 420234 | ● | stredná | 45/22 - 33 mm | 5 | F86782 |
| 420235 | ● | veľká | 57/33 - 45 mm | 5 | F86783 |

Natura™+ výpustné vrecko s filtrom a s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™



Uzavretie výpustného vrecka

Uzavrite výpust vrecka tak, že trikrát prehnete plastové pružky na spodnej časti vrecka, aby sa spojili suché zipsy.

Aby sa správne uzavrel výpust vrecka, pevne k sebe stlačte suché zipsy po celej dĺžke.

Uzavretý výpust vrecka vložte do úschovného vrecka otočením naruby (pomocou palcov).

Vyprázdnenie a čistenie výpustného vrecka

Rozložte vrecko opačným postupom ako ste ho uschovávali.

Otvorte výpust vrecka tak, že otvoríte suchý zips. Na vyprázdnenie obsahu vrecka uchopte výpust a stlačením obidvoch strán pomocou plastových pružkov k sebe ho otvorte.

Rady pre čistenie vrecka: Podržte vrecko jednou rukou a druhou rukou očistite výpust vrecka toaletným papierom.

Vnútrotnú časť výpustu vyčistíte toaletným papierom alebo detskými vlhčenými utierkami.

Natura™ a Natura™+ vrecká

(kompatibilné s Natura™ podložkami)



Vrecká pre väčší komfort a bezpečnosť. **Natura™+** ponúkajú technológiu od spoločnosti Convatec, ktorá zahŕňa:

- tvar filtra s vylepšenou kompozíciou a pridanou vrstvou tenkého ochranného filmu vo vnútri, ktorá zamedzuje jeho upchávaniu, predlžuje životnosť a lepšie eliminuje zápach;
- príjemnejší a mäkkší povrchový materiál;
- bezsvorkový uzáver InvisiClose™;
- úschovné vrecko, ktoré bezpečne a komfortne schová výpust dovnútra, a tým poskytne výhody uzavretého vrecka;
- kontrolné okienko.

Vrecká **Natura™** a **Natura™+** sú kompatibilné s podložkami **Natura™** a poskytujú používateľom dvojdielného systému bezpečnosť, komfort a diskretnosť.

SUCHÝ ZIPS INVICLOSE®

Zatváranie vrecka na suchý zips je také bezpečné, že nevyžaduje prídavný uzáver.

ÚSCHOVNÉ VRECKO

Umožňuje skryť uzavretý výpust - vrecko je kratšie a diskretnejšie.



Natura™+ výpustné vrecko s filtrom

s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 416417 | ● | 45 mm | 10 | F86807 |
| 416420 | ● | 57 mm | 10 | F86808 |
| 416423 | ● | 70 mm | 10 | F86809 |

Natura™ výpustné vrecko bez filtra

priehľadné, so svorkou



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 125923 | ● | 57 mm | 10 | F90610 |

2 svorky v balení

Natura™+ uzavreté vrečko s filtrom

štandardné, béžové, s kontrolným okienkom



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 421678 | ● | 38 mm | 30 | F86788 |
| 421680 | ● | 45 mm | 30 | F86789 |
| 421682 | ● | 57 mm | 30 | F86790 |
| 421798 | ● | 70 mm | 30 | F86791 |


Najdôležitejšie vlastnosti uzavretého vrečka:

- Uhlíkový filter neutralizuje zápach črevného obsahu a zabraňuje upchávaniu vrečka.
- Prijemný, mäkký, netkaný povrchový materiál neabsorbuje vlhkosť, nelepí sa na telo a nešuší.

Natura™ a Natura™+ urostomické vrečko

(kompatibilné s Natura™ podložkami)

Natura™+ urostomické vrečko spĺňa požiadavky na zvýšený komfort, bezpečnosť a diskretnosť. Vrečko má chlopňu proti spätnému toku, aby sa moč nedostal späť k stómii a zabránilo sa tak nožnej infekcii. Vo vnútri vrečka je komôrkový rozdeľovač, ktorý zabezpečuje rovnomernú distribúciu moču vo vrečku. Povrch vrečka je zhotovený z materiálu príjemného pre telo. Každé balenie obsahuje konektor na pripojenie k zbernému vrečku.



Protispätný ventil
vnútri vrečka zabraňuje spätnému toku moču do urostómie.

Rozdeľovač komôr
spôsobuje rovnomerné rozloženie moču vo vrečku.

Jemná, vodoodolná netkaná textília, ktorou je potiahnutá časť vrečka prichádzajúca do kontaktu s pokožkou, zlepšuje komfort pri používaní pomôcky.

Tesniaci, flexibilný uzáver soft tap na pohodlné a ľahké používanie.

Natura™+ urostomické vrečko s mäkkým uzáverom soft tap

štandard, priehľadné



| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 413437 | ● | 45 mm | 10 | F93020 |
| 413438 | ● | 57 mm | 10 | F93021 |
| 413439 | ● | 70 mm | 10 | F93022 |

Natura™ urostomické vrečko s uzáverom

štandard, priehľadné, na jednej strane s jemnou textúrou




| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 401534 | ● | 38 mm | 10 | F86810 |
| 401535 | ● | 45 mm | 10 | F86811 |
| 401536 | ● | 57 mm | 10 | F86812 |
| 401537 | ● | 70 mm | 10 | F86813 |

Natura™ urostomické vrečko s uzáverom

malé, priehľadné, na jednej strane s jemnou textúrou




| kód produktu | farebné označenie | veľkosť | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----------|
| 401539 | ● | 38 mm | 10 | F86814 |
| 401540 | ● | 45 mm | 10 | F86815 |
| 401541 | ● | 57 mm | 10 | F86816 |



Ako správne vyprázdiť vrečko


Chytte a stláčajte základňu uzáveru, zdvihnite ho viečkom nahor.



Jednou rukou stále držte základňu uzáveru a druhou rukou otvorte viečko.




Nasmerujte vývod uzáveru do toalety a vyprázdiť vrečko uvoľnením tlaku na základňu uzáveru.




Pripojenie konektora k nočnému zbernému vrečku

Jednou rukou opatrne zasunúť pevnú bielu časť konektora do vývodu uzáveru, druhou rukou držte základňu uzáveru. Nevyvíjajte veľkú silu.



Ak chcete konektor vybrať, jednou rukou stlačte základňu uzáveru a druhou rukou vytiahnite konektor.




Odopnutie vrečka

Jednou rukou pridržte okraj podložky, druhou rukou chytte očko vrečka a opatrne ho odopnite.


Jednodielny stomický systém

Esteem™+ je jednodielny stomický systém určený na starostlivosť o stómiu. Plochá adhezívna (lepiaca) časť podložky sa osvedčila pri stómii nad úrovňou kože. Tenká a elastická lepiaca vrstva je z materiálu Stomahahesive™, ktorý je šetrný k pokožke.

Vrecká Esteem™+ sú dostupné v rôznych variantoch: uzavreté, výpustné s uzáverom s InvisiClose™, s predstrihnutým otvorom alebo s otvorom na vystrihovanie. Vybrať si môžete tiež béžové, béžové s kontrolným okienkom alebo priehľadné vrecká.



Esteem™+ výpustné vrecko s filtrom a s uzáverom InvisiClose™



Esteem™+ jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™

béžové, na obidvoch stranách s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 416719 | 20 - 70 mm | 10 | F89050 |

Esteem™+ jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 416718 | 20 - 70 mm | 10 | F89051 |

Esteem™+ jednodielne výpustné vrečko s filtrom, InvisiClose™, s predstrihnutým otvorom

béžové, na obidvoch stranách s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Predstrihnutý otvor podľa veľkosti.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 416729 | 30 mm | 10 | F90607 |
| 416737 | 40 mm | 10 | F90608 |

Esteem™+ jednodielne výpustné vrečko bez filtra, InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----|----------|
| 416908 | 20 - 100 mm | 10 | F90609 |

Esteem™+ jednodielne uzavreté vrečko s filtrom, s predstrihnutým otvorom

béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Predstrihnutý otvor podľa veľkosti.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 421688 | 30 mm | 30 | F90604 |
| 421822 | 40 mm | 30 | F90605 |
| 416715 | 50 mm | 30 | F90606 |

Esteem™+ jednodielne uzavreté vrečko s filtrom, malé

béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 421816 | 20 - 70 mm | 30 | F89047 |

Esteem™+ jednodielne uzavreté vrečko s filtrom

béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom




- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 421686 | 20 - 70 mm | 30 | F89048 |

Esteem™+ jednodielne uzavreté vrečko s filtrom


priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľné.




| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 416700 | 20 - 70 mm | 30 | F89049 |




Vyberte lepiacu časť

Strihateľná. Pomocou stupnice na fólii chrániacej lepiacu vrstvu vystrihnite otvor.




S hotovým otvorom. Nasadíte stomické vrečko s otvorom o niečo väčším, ako je vaša stómia.




Nasadenie vrečka


Pred nasadením vrečka sa uistite, že výpusť vrečka je uzavretá. Lepiacu časť zahrievajte v dlaniach približne 30 sekúnd, aby sa zvýšila príľnavosť lepidla.




Roztiahnite steny vrečka, aby sa doň dostalo malé množstvo vzduchu.




Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej časti.



Priložte lepiacou časťou pod stómiu. Prilepte vrečko na kožu okolo stómie, postupujte zdola nahor.




Pridržte lepiacu časť asi 30 sekúnd, jemne ju uhladíte a odstráňte všetky nerovnosti.




Uzavretie výpustného vrečka


Suchý zips - uzavrite výpusť vrečka trojnásobným prehnutím plastových prúžkov v spodnej časti vrečka.



Na pevné uzavretie výpustu spojte suché zipsy po celej dĺžke a pevne ich stlačte.




Uzavretý výpusť vrečka vložte do úschovného vrečka otočením naruby (pomocou palcov).




Vyprázdenie výpustného vrečka


Vrečko roztiahnite pomocou záveru.



Otvorte výpusť vrečka tak, že odopnete suchý zips a celý výpusť roztiahnete. Potom palcom a ukazovákom zatlačte na konce plastových prúžkov.



Vyprázdnite vrečko. Po vyprázdení vrečka vyčistite výpusť.




Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou™

jednodielný stomický systém

Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou™ je jednodielný stomický systém s jedinečnou tvarovateľnou lepiacou časťou vyrobenou tvarovateľnou technológiou™ Convatec. Lepiacia časť vrečka sa dá ľahko a rýchlo vytvárať prstami na potrebnú veľkosť a tvar stómie.

VÝPUSTNÉ VRECKO



– jednodielný stomický systém –

Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou

uzavreté, nepriehľadné, s filtrom, s kontrolným okienkom



- Lepiacia časť z materiálu Stomahesive™.
- Tvarovateľná prstami.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 413509 | 20 - 30 mm | 30 | F93147 |
| 413510 | 30 - 40 mm | 30 | F93148 |
| 413511 | 40 - 50 mm | 30 | F94734 |

Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou

InvisiClose™, nepriehľadné s filtrom, s kontrolným okienkom



- Lepiacia časť z materiálu Stomahesive™.
- Tvarovateľná prstami.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 413521 | 20 - 30 mm | 10 | F92943 |
| 413522 | 30 - 40 mm | 10 | F92944 |

Esteem™+ s tvarovateľnou technológiou

InvisiClose™, priehľadné, s filtrom




- Lepiacia časť z materiálu Stomahesive™.
- Tvarovateľná prstami.




| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 413515 | 20 - 30 mm | 10 | F92941 |
| 413516 | 30 - 40 mm | 10 | F92942 |






Príprava tvarovateľnej časti podložky


Na lepiacej časti vrečka je tvarovateľná časť podložky.




Odlepte tvarovateľnú časť podložky z lepiacej časti vrečka.



Tvarovateľnú časť podložky zahrievajte v dlaniach približne 30 sekúnd. Uľahčí to tvarovanie a podložka lepšie priľne k pokožke.




Odstráňte ochrannú fóliu č. 1. Odkryje sa vám tvarovateľná strana.




Tvarovanie tvarovateľnej časti podložky


Rolujte a tvarujte otvor, ktorý zodpovedá veľkosti a tvaru vašej stómie. Nenatáhujte ani nestrihajte adhezívnu hmotu. Po dosiahnutí požadovaného tvaru hmotu na mieste zatlačte.




Odstráňte ochrannú fóliu č. 2. Táto strana bude aplikovaná na kožu.



Vytvarovanú časť aplikujte na telo tak, aby otvor tesne priliehal k stómii. Pritlačte hmotu, aby dobre obopla stómiu.




Odstráňte ochrannú fóliu č. 3.




Aplikácia stomického vrečka k tvarovateľnej časti


Pred priložením vrečka na kožu roztiahnite jeho steny, aby sa do vrečka dostalo malé množstvo vzduchu.



Odstráňte ochrannú fóliu fóliu z lepivej časti vrečka.



Vrečko prehnite a začnite ho nalepovať od dolnej polovice smerom hore. Lepivú plochu pritlačte na telo a podržte približne 30 sekúnd, aby stomická pomôcka dobre priľnula po celej ploche.



Bezsvorkový uzáver InvisiClose™

Ak používate výpusťné vrečko, zatvorte uzáver InvisiClose™ podľa pokynov na strane 25.

Poznámka:

Pri jednodielnom tvarovateľnom stomickom systéme sa vrečko odstraňuje spolu s tvarovateľnou časťou ako celok.



stomalinka@convatec.com



Bezplatná linka zákazníckeho centra 0800 800 111

Jednodielne vrečko s KONVEXNOU podložkou

HĽBKA KONVEXNOSTI

Esteem™+ Flex Convex

Zvyčajne sa používa na kožné riasy a záhyby.

✓ 7 mm

Colomate, Ileomate, Uromate Soft Convex

✓ 5,6 - 7 mm

Používa sa na mäkké alebo ochabnuté brucho.



ŠÍRKA KONVEXNOSTI


Prečo záleží na šírke konvexnosti

Správne zvolená konvexná podložka s lepiacou plochou dobre tesní a chráni kožu okolo stómie.¹

✓ **Úzka časť** vyvíja väčší tlak a dôkladne utesňuje kožu okolo stómie.

✓ **Široká časť** vyvíja menší tlak a vyhladzuje kožné záhyby okolo stómie.


Tri šírky konvexnosti v systéme Esteem™+ Flex Convex



Referencie:

1. Turnbull, GB. The convexity controversy. Ostomy Wound Manage. 2003;49(1): 16-www.o-wm.com/article/1203. Accessed 29 Feb, 2016.

Esteem™+ Flex Convex výpustné vrečko s filtrom



**FLEXIBILNÉ
KONVEXNÉ
ADHEZÍVNE
MATERIÁLY
SA PRISPÔSOBIA
TVARU TELA**



UZAVRETÉ VREČKO

Hlavné výhody:

- tenký okraj;
- vylepšený filter neutralizuje zápach;
- kontrolné okienko;
- mäkký a príjemný materiál vrečka;
- priedušný, vodoodolný materiál vrečka, odolný proti žmolkovaniu.



UROSTOMICKÉ VREČKO

Hlavné výhody:

- dobre tesniaci, flexibilný uzáver na jednoduché použitie;
- protispätný ventil;
- tenký okraj;
- kontrolné okienko.

Esteem™+ Flex Convex uzavreté vrečko, nepriehľadné, s filtrom



- Konvexná pomôcka s flexibilným lepiacim materiálom.
- Strihateľná.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 421612 | 20 - 43 mm | 30 | F96468 |
| 421613 | 20 - 35 mm | 30 | F96469 |
| 421614 | 20 - 25 mm | 30 | F96470 |

Esteem™+ Flex Convex výpustné vrečko, nepriehľadné, s filtrom



- Konvexná pomôcka s flexibilným lepiacim materiálom.
- Zapínanie na suchý zips alebo plastový uzáver (1 kus v balení).
- Strihateľná alebo s hotovým otvorom.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 421615 | 20 - 43 mm | 10 | F96465 |
| 421619 | 20 - 35 mm | 10 | F96466 |
| 421622 | 20 - 25 mm | 10 | F96467 |


Esteem™+ Flex Convex urostomické vrečko, nepriehľadné



- Konvexná pomôcka s flexibilným lepiacim materiálom.
- Strihateľná alebo s hotovým otvorom.




| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 421623 | 10 - 43 mm | 10 | F96462 |
| 421626 | 10 - 35 mm | 10 | F96463 |
| 421628 | 10 - 25 mm | 10 | F96464 |




Vyberte lepiacu časť

Strihateľná. Pomocou stupnice na fólii chrániacej lepiacu vrstvu vystrihnite otvor. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili vrecko. Okraje vystrihnutého otvoru uhladzte prstom.




S hotovým otvorom. Použite stomické vrecko s otvorom o niečo väčším (1 - 2 mm) ako je vaša stómia.




Nasadenie vrecka


Pred nasadením vrecka sa uistite, že výpusť na vrecku alebo uzáver na urostomickom vrecku sú zatvorené. Lepiacu časť zahrievajte v dlaniach približne 30 sekúnd, aby sa zvýšila priľnavosť.




Roztiahnite steny vrecka, aby sa doň dostalo malé množstvo vzduchu.




Odstráňte ochrannú fóliu.



Priložte lepiacu časť pod stómiu. Prilepte vrecko na kožu okolo stómie, postupujte zdola nahor.





Prilepené vrecko pridržte asi 30 sekúnd, jemne ho uhladzte, aby sa odstránili všetky nerovnosti.





Uzavretie výpustného vrecka

Zapínanie na suchý zips. Zatvorte výpusť vrecka päťnásobným zrolovaním plastových prúžkov na dne vrecka. Na pevné uzavretie výpustu spojte suché zipsy po celej dĺžke a pevne ich stlačte (na lepšie zabezpečenie môžete použiť plastový uzáver, ktorý je súčasťou balenia).




Vyprázdňovanie výpustného vrecka

Výpusť vrecka otvorte odopnutím suchého zipsu a jeho úplným rozložením.



Vyprázdňte vrecko a výpusť dôkladne vyčistite.




Filter

Pred kontaktom s vodou použite na filter ochrannú fóliu, aby ste ho ochránili pred navlhnutím.




– návod na použitie –




Urostomické vrečko - otváranie, zatváranie a pripojenie k zbernému vrečku

Otvorte uzáver.




Na otvorený uzáver pripojte konektor.



Pripojenie zberného vrečka.

Ku konektoru pripojte zberné vrečko na moč.



Vždy po odpojení zberného vrečka uschovajte konektor na ďalšie použitie.



Odstránenie adhezíva

Na opatrné odlepenie vrečka použite sprej ESENTA™ na odstránenie lepidla. Sprej nastriekajte na okraje lepiacej plochy a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vrečko začne odlepovať od pokožky.

Chceme k vám byť bližšie | Zastavte sa u nás osobne

Navštíviť nás môžete každý pracovný deň od 8.00 do 16.30 h

Zákaznícke centrum Convatec, Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931
alebo nám napíšte e-mail na stomalinka@convatec.com

www.convatec.sk

Jednodielný konvexný stomický systém Soft Convex

drží na vlhkej² aj suchej pokožke

EuroTec



vypustné
vrečko

uzavreté
vrečko

urostomické
vrečko



konvexný
tvar



absorbent
vlhkosti²



mäkká
podložka¹



šetrný
k pokožke¹



Filter minimalizuje
zápach a zabraňuje
presiaknutiu obsahu³

JEDNODIELNY KONVEXNÝ STOMICKÝ SYSTÉM:

- Adhezívny materiál podložky je mäkký a konvexný.
- Je ohybný, pri nosení pohodlnejší.
- Dobre absorbuje vlhkosť a vďaka svojim vlastnostiam drží na vlhkej aj suchej pokožke.
- Vhodný na citlivú alebo podráždenú pokožku.
- Vrečka sú určené na stómiu na úrovni alebo pod úroveň pokožky, alebo ak rovná podložka podteká.
- Vrečka majú kontrolné okienko.

Referencie:

1. Správa o biologickom hodnotení, jednodielné mäkké konvexné stomické produkty. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V 2. Certifikát analýzy ION M0015037, dátum skúšky 14.02.2017. Údaje k dispozícii, EuroTec B.V 3. Analýza procesu ID# TP607505, dátum skúšky 13.12.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V



Jednodielne konvexné stomické uzavreté vrečko Soft Convex, béžové s kontrolným okienkom



| EuroTec kód | ICC kód | veľkosť vrečka | veľkosť podložky | počet ks v balení | úhrada ZP | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| CLTC 113-35 | 421956 | L | 13 - 35 mm | 10 | plná | F2189A |
| CLTC 113-44 | 421957 | L | 13 - 44 mm | 10 | plná | F2190A |
| CXLTC 113-54 | 421963 | XL | 13 - 54 mm | 10 | plná | F2191A |

Jednodielne konvexné stomické výpustné vrečko Soft convex, béžové s kontrolným okienkom



| EuroTec kód | ICC kód | veľkosť vrečka | veľkosť podložky | počet ks v balení | úhrada ZP | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| ILTC 113-35 | 422078 | L | 13 - 35 mm | 10 | plná | F2192A |
| ILTC 113-44 | 422079 | L | 13 - 44 mm | 10 | plná | F2193A |
| IXLTC 113-54 | 422096 | XL | 13 - 54 mm | 10 | plná | F2194A |

Jednodielne konvexné stomické výpustné vrečko Soft convex, béžové s kontrolným okienkom, s oválnou konvexnou podložkou



| EuroTec kód | ICC kód | veľkosť vrečka | veľkosť podložky | počet ks v balení | úhrada ZP | ŠÚKL kód |
|----------------------------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| ILTCO 113-54 (oval convex) | 422077 | XL, oválny tvar podložky | 13 - 54 x 37 mm | 10 | plná | F2195A |

Jednodielne konvexné urostomické vrečko Soft Convex, veľké béžové s kontrolným okienkom



| EuroTec kód | ICC kód | veľkosť vrečka | veľkosť podložky | počet ks v balení | úhrada ZP | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| ULTC 113B-35 | 422121 | L | 13 - 35 mm | 10 | plná | F2196A |
| ULTC 113B-44 | 422122 | L | 13 - 44 mm | 10 | plná | F2197A |

Jednodielne konvexné urostomické vrečko s oválnou konvexnou podložkou Soft Convex, veľké béžové s kontrolným okienkom



| EuroTec kód | ICC kód | veľkosť vrečka | veľkosť podložky | počet ks v balení | úhrada ZP | ŠÚKL kód |
|-----------------------------|---------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|
| ULTCO 113B-44 (oval convex) | 422131 | L, oválny tvar podložky | 13 - 44 x 29 mm | 10 | plná | F2198A |

Inovatívne riešenia produktov Convatec v starostlivosti o stómiu

NATURA™
TVAROVATEĽNÁ PODLOŽKA
s harmonikovým krúžkom



ESTEEM™ + FLEX CONVEX
jednodielny konvexný
stomický systém



**TVAROVATEĽNÁ TECHNOLOGIA™
CONVATEC**
Stomické príslušenstvo na
tvorovanie prstami



— jednodielny systém —

Stomadress™ Plus jednodielny stomický systém

Stomadress™ Plus jednodielna krytka s filtrom
béžová



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľná.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|------------|----|----------|
| 175611 | 19 - 50 mm | 30 | F41197 |

Stomadress™ Plus jednodielne urostomické vrečko
priehľadné, štandard



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľná.




| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 64927 | 19 mm | 10 | F57999 |



Little Ones™

Jednodielný detský stomický systém pre novorodencov do 4,5 kg Esteem™



Kvalitné pomôcky pre plnohodnotný život bez starostí

Convatec Little Ones™ je profesionálny rad detských stomických pomôcok, ktoré vytvorili špičkoví odborníci z oblasti detskej chirurgie so špecializáciou na stómiu.

Convatec Little Ones™ sú navrhnuté tak, aby sa dokonale prispôbili aj tomu najmenšiemu detskému brušku. Špeciálne materiály zaisťujú bezpečné priľnutie pomôcky ku koži. Vďaka mäkkým zvarom na koncoch vreciek sú mimoriadne pohodlné pre každé dieťa.

Viac informácií nájdete na stránke www.convatec.sk.

- Vďaka unikátnemu prírodnému lepivému a hojivému materiálu Stomahesive™ vrecká veľmi dobre držia a sú šetrné k detskej pokožke.
- Výpust InvisiClose™ poskytuje dvojité ochranné zabezpečenie a umožňuje ľahké vypúšťanie.
- Vrecká sú na jednej strane priehľadné, čo umožňuje kontrolu stolice. Navyše sú mäkké a prispôsobivé.

Jednodielný detský stomický systém pre novorodencov do 4,5 kg Esteem™ priehľadné, výpustné vrecko

| veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|-----------|----|----------|
| 0 - 23 mm | 10 | F1521A |

Detský stomický systém Stomadress™ Plus

Detský stomický systém je určený pre deti s kolostómiou, ileostómiou alebo urostómiou. Systém je flexibilný, odolný, jednoducho aplikovateľný a ľahko sa odstraňuje.

Stomadress™ Plus jednodielné detské výpustné vrecko priehľadné



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľná.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|-----------|----|----------|
| 20922 | 8 - 50 mm | 15 | F41302 |

Stomadress™ Plus jednodielné detské urostomické vrecko priehľadné



- Lepiaca časť z materiálu Stomahesive™.
- Strihateľná.



| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|-----------|----|----------|
| 20917 | 8 - 25 mm | 15 | F41303 |

každé balenie obsahuje 2 konektory na nočné zberné vrecko



Príslušenstvo na starostlivosť o stómiu

Vyberte si správne príslušenstvo na ošetrovanie stómie

Ak potrebujete lepšiu ochranu pokožky okolo stómie alebo dodatočnú ochranu stomického vrečka, použite na to správne príslušenstvo, ktoré vám pomôže cítiť sa sebaisto.



Odstránenie stomických pomôcok

Produkty na udržanie zdravej pokožky v okolí stómie chránia pred podráždením a poškodením spôsobeným odstránením stomických pomôcok.



Ochrana stómie

Produkty, ktoré sú vhodnejšie pre stomické pomôcky, zabráňujú úniku a predlžujú dobu opotrebovania.



Starostlivosť a ochrana kože v okolí stómie

Produkty, ktoré udržiavajú zdravú pokožku a znižujú podráždenie.



Dodatočná ochrana kože v okolí stómie

Príslušenstvo na udržanie zdravej pokožky v okolí stómie.

Odstraňovač náplastí (sting free) ESENTA™ obrúsky



- Znižuje bolesť pri odstraňovaní adhezíva, neodlupuje a nepoškodzuje kožu.¹
- Rýchlo odstraňuje akékoľvek zvyšky adhezíva z kože.
- Zanecháva kožu jemnú a hladkú, bez zvyškov adhezíva.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 423281 | 30 | F91155 |

Odstraňovač náplastí (sting free) ESENTA™ sprej



- Znižuje bolesť pri odstraňovaní adhezíva, neodlupuje a nepoškodzuje kožu.¹
- Rýchlo odstraňuje akékoľvek zvyšky adhezíva z kože.
- Zanecháva kožu jemnú a hladkú, bez zvyškov adhezíva.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 423289 | 1 (50 ml) | F91154 |

Referencie:

1. Voegeli D, LBFR "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing. 2008; Vol. 17: No. 7.



– Starostlivosť a ochrana kože
v okolí stómie –

Ochranný film ESENTA™ (sting free) obrúsky



- Vytvárajú na pokožke priedušnú vrstvu.
- Chránia pokožku až 72 hodín.¹
- Znižujú riziko poškodenia kože a podráždenia spôsobeného črevným obsahom a močom, alebo odstránením adhezíva.
- Bezpečné a účinné aj pri častom používaní.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 423282 | 30 | F91152 |

Ochranný film ESENTA™ (sting free) sprej⁵



- Vytvára na pokožke priedušnú vrstvu.
- Chráni pokožku až 72 hodín.¹
- Znižuje riziko poškodenia kože a podráždenia spôsobeného črevným obsahom a močom, alebo odstránením adhezíva.
- Bezpečný a účinný aj pri častom používaní.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 423288 | 1 (50 ml) | F91153 |

Referencie:

1. Voegeli D, LBFR "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7.



– Dodatočná ochrana kože v okolí stómie –



Čistiaca pena StomFoam®



- prírodný produkt (bez konzervantov)
- má neutrálne pH¹
- výborné čistiace vlastnosti²
- jednoducho sa aplikuje (nesteká)³

| kód produktu | Veľkosť | úhrada ZP |
|--------------|---------|-----------|
| F 3555A | 150 ml | plná |

Referencie:

1. na základe zloženia a interných dát výrobcu, 2. preukázané klinickou skúškou: 01-CIR-23-07-21 Zpráva o klinické zkoušce (CIR) - Klinická zkouška StomFoam zo dňa 23.7.2021, 3. pri aplikácii podľa návodu k použitiu.

BEZ STRIHANIA, BEZ PODTEKANIA

TVAROVATEĽNÁ TECHNOLOGIA™ CONVATEC



ŽIADNE PODTEKANIE

Jediný systém, ktorý pevne obopína stómiu a poskytuje účinnú ochranu pred podtekaním.



PAMÄŤOVÝ EFEKT

Umožňuje prispôbenie akémukoľvek typu a veľkosti stómie.



DOKONALÁ PRIĽNAVOSŤ

Elastický materiál pevne priľne k pokožke, čím zaisťuje správnu ochranu.





– Dodatočná ochrana kože v okolí stómie –

Pasta Stomahesive™ 60 g



- Má ochranné účinky vďaka hydrokoloidnému materiálu Stomahesive™.
- Utesňuje a chráni kožu pred škodlivými účinkami črevného obsahu alebo moču.
- Vyrovnáva kožu v okolí stómie - vyplňa jazvy, záhyby a nerovnosti.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 183910 | 60 g | 1 | F41229 |

Tesniace krúžky Stomahesive™ Seal



- Zabraňujú podtekaniu črevného obsahu pod stomickú pomôcku.
- Vypĺňajú nerovnosti a kožné záhyby okolo stómie.
- Majú ochranné vlastnosti vďaka hydrokoloidnému materiálu Stomahesive™.
- Elastické a ľahko použiteľné.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|--------------------|----|----------|
| 413503 | 48 mm, hrúbka 4 mm | 10 | F92109 |
| 413504 | 48 mm, hrúbka 3 mm | 10 | F92108 |



– Dodatočná ochrana kože v okolí stómie –

Pasta Stomahesive® 30 g



- Má ochranné účinky vďaka hydrokoloidnému materiálu Stomahesive™.
- Absorbuje vlhkosť z pokožky v okolí stómie a chráni ju pred poškodením.
- Dobre priľne aj na mokrá pokožku.
- Neobsahuje alkohol.

Vyžaduje dôkladné umytie kože v okolí stómie pred aplikovaním stomickej pomôcky.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 129730 | 30 g | 1 | F41230 |

Ochranný zásyp Stomahesive™ 25 g



- Používa sa na absorpciu vlhkosti v okolí stómie a na ochranu pokožky pred poškodením.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 25535 | 25 g | 1 | F41228 |





— Dodatočná ochrana kože v okolí stómie —

Pásky adhezívne Varimate Thin



- Chránia okraje lepiacej časti stomických pomôcok.
- Vyrobené z hydrokoloidného materiálu šetrného k pokožke.
- Priedušné a zároveň vodoodolné, ideálne pri kúpaní a plávaní.

| ICC Code | Názov | Veľkosť | počet ks v balení | ŠÚKL Kód |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| Produkt tejto veľkosti si môžete nechať predpísať každé 2 mesiace . | | | | |
| 422149 | Pásky adhezívne Varimate Thin | hydrokoloidné, rovné, 5 × 22 cm | 20 ks | F2087A |

| ICC Code | Názov | Veľkosť | počet ks v balení | ŠÚKL Kód |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| Produkt tejto veľkosti si môžete nechať predpísať každé 3 mesiace . | | | | |
| 422148 | Pásky adhezívne Varimate Thin | hydrokoloidné, rovné, 5 × 11 cm | 30 ks | F2086A |



— Dodatočná ochrana kože v okolí stómie —

Prídržný opasok



- Používa sa na lepšie zabezpečenie stomickej pomôcky.
- Vhodné najmä pre ľudí s vpadnutou stómiou a tých, čo používajú konvexnú podložku.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 175510 | 1 | F41299 |

Gélujúce a dezodoračné vankúšiky Diamonds™ s ActiveOne™



- Na zahustenie tekutého črevného obsahu.
- Pridaná zložka Active One™ neutralizuje zápach.
- Znižujú riziko podtekania.

| kód produktu | ks v balení | ŠÚKL kód |
|--------------|-------------|----------|
| 420791 | 1 (100 ks) | F91151 |





— Dodatočná ochrana kože v okolí stómie —

— poznámky —

Sprej maxi StomOdor®



- Účinne neutralizuje zápach.
- Uľahčuje prechod črevného obsahu v stomických vreckách.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 1717273 | 210 ml | 1 | F96248 |

Kvapky StomOdor®



- Účinne neutralizujú zápach.
- Uľahčujú prechod črevného obsahu v stomických vreckách.

| kód produktu | veľkosť | ks | ŠÚKL kód |
|--------------|---------|----|----------|
| 1717275 | 35 ml | 1 | F96247 |



Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Platné od 1. 1. 2023

Kolostómia (stómia na ľavej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný
Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+ 90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek

Dvojdielný systém 10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne

Ileostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný
Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+ 90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek
90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých vreciek

Dvojdielný systém 15 ks podložiek a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne

Urostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný 30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek

Dvojdielný systém 15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks nočných zberných vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne



PRODUKTOVÉ MATERIÁLY

Kolostómia (stómia na ľavej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný
Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+ 90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek

Dvojdielný systém 10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks výpustných vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne

Jednodielný detský systém

podľa potreby

Jednodielná krytka stómie

30 ks

Ileostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný
Jednodielný systém s tvarovateľnou technológiou Esteem™+ 90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek
90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých vreciek

Dvojdielný systém 15 ks podložiek a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne

Jednodielný detský systém

podľa potreby

Jednodielná krytka stómie

30 ks

Urostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný 30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek

Dvojdielný systém 15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks nočných zberných vreciek, pridrzný opasok 2 ks ročne

Na každú stómiu je možné predpísať príslušenstvo:

| | | |
|--|---------|------------------------|
| Pasta ochranná Stomahesive™ 60 g (lepivá, vyrovnanie kožných nerovností) | F41229* | 1 ks |
| Stomahesive™ Seal tesniaci krúžok 48 mm/3 mm | F92108 | 10 ks |
| alebo Stomahesive™ Seal tesniaci krúžok 48 mm/4 mm | F92109 | 10 ks |
| Pasta adhezívna Stomahesive™ 30 g | F41230* | 1 ks |
| Zásyp adhezívny Stomahesive™ 25 g | F41228* | 1 ks |
| Obrúsky na odstraňovanie náplastí Esenta™ | F91155 | 90 ks |
| a Sprej na odstraňovanie náplastí Esenta™ 50 ml | F91154 | 1 ks |
| Sprej na ochranu kože Esenta™ 50 ml | F91153 | 1 ks |
| alebo Obrúsky na ochranu kože Esenta™ | F91152 | 90 ks |
| Pohlčovač pachu StomOdor® Drops kvapky 35 ml | F96247 | 1 ks |
| alebo pohlčovač pachu StomOdor® Maxi sprej 210 ml | F96248 | 1 ks |
| alebo gélujúce/zápach pohlcujúce vankúšiky Diamonds™ 100 ks | F91151 | 100 ks/1 bal. |
| Pásky adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 22 cm | F2087A | 20 ks /každé 2 mesiace |
| alebo Pásky adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 11 cm | F2086A | 30 ks /každé 3 mesiace |
| Pena čistiaca StomFoam® 150 ml | F3555A | 1 ks |
| Stomický pridrzný opasok | F41299 | 2 ks ročne |

Pomôcky označené* majú spoločný limit 360 gramov za rok. Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrojúci lekár v zdravotnej dokumentácii pacienta.



stomalinka@convatec.com



Bezplatná linka zákazníckeho centra 0800 800 111

SLOVNÍK POJMOV

Brucho - časť tela medzi hrudníkom a bokmi v prednej časti tela, v ktorej sa nachádzajú tráviace orgány.

Durahesive™ - podložka predlžujúca dobu aplikácie, ktorá poskytuje maximálnu bezpečnosť a priľnutie pre osoby s tekutým až polotekutým črevným obsahom.

Dvojdielny stomický systém - podložka a vrečko sú oddelené a pripínajú sa spolu pomocou prírubového krúžku. Vrečko sa jednoducho odstraňuje bez odstránenia podložky z pokožky.

Filter - niektoré vrečka spoločnosti Convatec majú zabudovaný filter, ktorý pomáha znižovať hromadenie plynu vo vrečku.

Fistula - abnormálny priechod medzi jedným dutým orgánom v tele a ďalším dutým orgánom alebo pokožkou.

Ileostómia - chirurgicky vytvorený otvor medzi tenkým črevom a brušnou stenou.

Jednodielny stomický systém - podložka a vrečko tvoria jeden celok.

Kolostómia - chirurgicky vytvorený otvor medzi hrubým črevom a brušnou stenou.

Konvexnosť - konvexné produkty môžu byť použité pri stómii v úrovni alebo pod úrovňou kože; keď sú v blízkosti stómie ryhy, záhyby alebo jazvy a/alebo keď je brušná stena okolo stómie veľmi jemná.

Peristomálna koža - koža v okolí stómie.

Podložka - guľatý alebo hranatý tvar s lepiacou stranou, ktorá sa aplikuje na kožu okolo stómie. Chráni kožu pred podtekajúcim obsahom vrečka, ktorý môže vyvolať jej podráždenie.

Predstrihnuté podložky - niektoré podložky spoločnosti Convatec sú dostupné v predstrihnutých verzii podľa veľkosti stómie.

Stomahesive™ - podložka, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu pred polotekutým až tuhým črevným obsahom, lebo vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu dobre priľne na mokrá aj suchú kožu.

Stómia - chirurgicky vytvorený otvor na brušnej stene. Stolica alebo moč odchádza z tela cez tento otvor namiesto z konečníka alebo z močovodu.

Urostómia - chirurgicky vytvorený vývod umožňujúci odchod moču.

Uzavreté vrečko - vrečko, ktoré nemá otvor v dolnej časti, odstraňuje a likviduje sa po každom použití.

Výpustné vrečko - má otvor v dolnej časti, ktorý umožňuje črevný obsah alebo moč vypúšťať a znovu uzatvoriť vrečko pomocou systému svorky alebo suchého zipu.



@convatecslovensko



poradňa

www.convatec.sk
stomalinka@convatec.com

DISTRIBÚCIA:

STOMIA, s.r.o.

Staničné námestie 1, 040 01 Košice

Tel./Fax: +421/55/625 22 88

Tel.: 055/623 00 67, 055/623 13 41

Mobil: 0907 794 861

E-mail: stomia@stomia.sk
(možnosť zásielkovej služby)

PHAREX, s.r.o.

Záhradná 557/3, 038 04 Bystrička

Tel.: + 421/43/381 04 70, Fax: +421/43/422 35 69

Mobil: 0918 910 999

E-mail: objednavky@pharex.sk, nemcekova@pharex.sk
(možnosť zásielkovej služby)

PHOENIX, Z.z., a.s.

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421/2/499 99 111, Fax: +421/2/499 99 117



convatec
— forever caring —

Zákaznícke centrum

Convatec Unomedical, s. r. o.

Štúrova 71/A, 949 01 Nitra

bezplatná linka: 0800 800 111

www.convatec.sk



zákaznícka linka

convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Pre viac informácií zavolajte
do nášho zákazníckeho
centra Convatec

Chceme k vám byť bližšie | Zastavte sa u nás osobne



PRODUKTY, STAROSTLIVOSŤ A PODPORA PRESNE PRE VÁŠ ŽIVOT

Soft Convex a Varimate Thin sú produkty vyrábané spoločnosťou Eurotec BV,
Schotsbossenstraat 8, 4705 AG Roosendaal, Holandsko.
StomFoam® a StomOdor® sú produkty vyrábané spoločnosťou ALP ecology s. r. o.,
Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

© 2023 Convatec.

@/™ označujú registrované ochranné známky spoločnosti ALP ecology s. r. o., a obchodné známky skupiny spoločnosti Convatec. Všetky ochranné známky tretích strán (vrátane log a ikon), na ktoré Convatec odkazuje, zostávajú majetkom ich vlastníkov. AP-64079-SVK